

FICHE TECHNIQUE

Référence	399002
Désignation	Agitateur magnétique



Description :

- ✓ Matériaux : technopolymères
- ✓ Sans moteur, ne nécessite pas d'entretien
- ✓ Capacité d'agitation : 5 litres
- ✓ Vitesse maximale : 1100 rpm
- ✓ Dimensions : (longueur x profondeur x hauteur) : 160 x 230 x 33 mm
- ✓ Poids : 0,9 kg
- ✓ Alimentation : 100-240V, 50-60HZ, 5W

Unité de vente :

1 Agitateur
