

## Désignation

- Pointe pour bras pipeteur LiHa – Pure  
Recharge pour boîte SBS de 96 pointes

## Référence

- 30057813

Unité de vente : 2304



- Fiabilité de la prise de cônes
  - Support technique disponible
  - Pointes sous contrôle qualité conforme aux spécifications Tecan
  - Couleur spécifique de portoir par volume, complètement intégré aux logiciels pour une identification visuelle facilitée sur la table de travail
  - Débit, autonomie et flexibilité du système augmentés, grâce aux formats empilables et SBS
- Spécificités :
- Pointes pour bras pipeteur LiHa
- Notes :
  - pointes en boîtes empilables pour bras LiHa : empilement de 5 racks de 96 pointes, augmente la capacité de l'automate, les racks vides peuvent être retirés et jetés en utilisant un bras robotisé RoMa ou un module de préhension MCA,
  - Outils de transfert de rack : permettent au bras pipeteur de se saisir d'un rack vide et de le mettre au rebut sans nécessité de module de préhension. Fonctions facilement configurables via l'interface Freedom EVOware.
- Stérile
- Volume : 50 µl
- Matériau : Polypropylène
- Autoclavable
- Filtre : oui

