

## Série CleanType® Easy Protect

TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE



### Points forts

- Clavier en silicone IP68 pour usage médical
- Additif antimicrobien Nano Silver
- Câble de 15 cm avec capuchon de protection USB et rallonge USB fournie
- Peut être nettoyé avec les détergents courants
- Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps Lock, KeyLock)

### Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Technologie :	touches mécaniques
Matériau :	dessus : silicone Dessous : plastique
Couleur :	blanc
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP68
Souris IP68 associée :	NXN-MOU262-01 (Souris HygiMouse® Basic) NXN-MOU261-01 (Souris HygiMouse® Touch)

Interface :	USB
Longueur du cordon :	15 cm + rallonge 170 cm
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	- 15 °C à + 60 °C
Dimensions :	445 x 128 x 25 mm
Poids :	approx. 526 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an

### Codification des articles

Code article	Désignation
<b>306603</b> <b>KG25240</b>	<b>TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR</b> CleanType® Easy Protect Clavier 105 touches filaire, touches mécaniques sous membrane silicone, interface USB, étanche IP68.

Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.  
Sous réserve de modifications et d'erreurs