

## Série InduProof® Smart Classic

Clavier NX5900 - KG20234



### Points forts

- Clavier silicone 106 touches avec pavé numérique
- Protection IP68, peut être immergé dans des liquides
- Peut être nettoyé avec les produits de désinfection usuels
- Touches bas profil pour un nettoyage rapide et complet
- Traitement antimicrobien
- Saisie très confortable et silencieuse
- Design ergonomique, clavier compact
- Personnalisation possible sur demande
- Conforme à la norme médicale EN 60601-1-2 Edition 4

### Spécifications

Nombre de touches :	106
Montage :	boîtier de table
Matériau :	silicone
Couleur :	blanc
Technologie :	Contacts carbone / carbone
Durée de vie des touches :	> 2 millions de manoeuvres
Force d'appui :	1,5 N
Course des touches :	1,3 mm
Niveau de protection :	IP68

Interface :	USB
Compatibilité USB :	conforme USB 2.0
Longueur du cordon :	2 mètres
Temp. de fonctionnement :	- 25 ° C à +75 ° C
Temp. de stockage :	-30 ° C à +75 ° C
Dimensions :	375 x 150 x 11 mm
Poids :	env. 760 g
Certifications :	CE, FCC, EN 60601-1-2 Ed. 4
Garantie :	2 ans (fonctions électriques)

### Codification des articles

Code article	Désignation
<b>306605</b> <b>KG20234</b>	<b>TKG-106-IP68-WHITE-USB-FR-S13-006_NICONIX</b> InduProof® Smart Classic (Clavier NX5900) - InduProof® Smart Classic Clavier silicone rigide lavable 105 touches étanche IP68. AZERTY français, interface USB.

Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.  
Sous réserve de modifications et d'erreurs