

Série Cleantype[®] Prime Pro+

TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL



Points forts

- Clavier silicone rigide étanche IP68
- Complètement lavable et désinfectable
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Protection antimicrobienne pour le ralentissement de la croissance des germes et des agents pathogènes
- Cordon USB court avec bouchon de protection silicone
- Excellente sensation tactile
- Rétroéclairage ajustable
- Plots magnétiques intégrés
- Conforme à la norme médicale EN60601-1-2 Ed. 4

Spécifications

Nombre de touches :	110
Version :	boîtier de table
Matériau :	silicone
Couleur :	blanc
Technologie :	contacts carbone / carbone
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Force d'appui :	1,5 N
Course touche :	1,5 mm
Niveau de protection :	IP68

Interface :	USB
Longueur du cordon :	15 cm + rallonge 170 cm
Rétroéclairage :	bleu, ajustable sur 5 niveaux
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	- 20 °C à + 70 °C
Dimensions :	380 x 130 x 12,4 mm
Poids :	approx. 697 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	2 ans fonctions électriques

Codification des articles

Code article	Désignation
306606 KG26234	TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR Série Cleantype [®] Prime Pro+ Clavier silicone rigide lavable 110 touches blanc, étanche IP68. AZERTY français, interface USB, avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu.

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.

Sous réserve de modifications et d'erreurs