

## Série Cleantype<sup>®</sup> Prime Touch+

TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL



### Points forts

- Clavier silicone rigide étanche IP68
- Complètement lavable et désinfectable
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Protection antimicrobienne pour le ralentissement de la croissance des germes et des agents pathogènes
- Cordon USB court avec bouchon de protection silicone
- Excellente sensation tactile
- Intégration d'une souris tactile capacitive (touchpad)
- Rétroéclairage ajustable
- Plots magnétiques intégrés
- Conforme à la norme médicale EN60601-2 Ed. 4

### Spécifications

Nombre de touches :	109
Version :	boîtier de table
Matériau :	silicone
Couleur :	blanc
Technologie :	contacts carbone / carbone
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Force d'appui :	1,5 N
Course touche :	1,5 mm
Niveau de protection :	IP68
Interface :	USB
Longueur du cordon :	15 cm + rallonge 170 cm
Backlight :	bleu, ajustable sur 5 niveaux

Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	0 °C à + 60 °C
Dimensions :	365 x 134 x 14,2 mm
Poids :	703 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	2 ans fonctions électriques

### Caractéristiques souris touchpad

Technologie :	capacitive
Résolution :	3584 x 2304 dpi
Surface active :	58 x 41 mm

### Codification des articles

Code article	Désignation
<b>306607</b> <b>KG26242</b>	<b>TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR</b> Série Cleantype <sup>®</sup> Prime Touch+ Clavier silicone rigide lavable 110 touches blanc, étanche IP68, avec souris touchpad. AZERTY français, interface USB, avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu.

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.

Sous réserve de modifications et d'erreurs