

Souris lavable avec molette - KH25205

Souris médicale lavable



Points forts

- Souris avec molette de défilement
- Surface antimicrobienne
- Conception ergonomique et faible poids
- Capteur optique
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications

Nombre de boutons :	2 + roulette	Interface :	USB
Technologie du pointeur :	capteur optique	Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Fonction Scroll :	avec vrai molette mécanique	Temp. de stockage :	-10 °C à + 60 °C
Niveau de protection :	IP68	Dimensions :	115 x 61,6 x 36 mm
Résolution :	800 dpi	Poids :	Net : 0,13 Kg ; Brut : 0,20 Kg
Boîtier :	plastique	Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Couleur :	blanche	Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
306615 KH25205	TKH-MOUSE-GCQ-IP68-AM-SCROLLWHEEL-WHITE-USB Souris médicale optique nettoyable blanche antibactérienne avec molette. (Modèle MPL-U10010)

Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs