

Série HygiBoard[®] Basic

Clavier silicone économique



Points forts

- Clavier silicone rigide 99 touches
- Touches mécaniques sous la membrane
- Technologie scissor-switch pour une excellente sensation tactile
- Étanche IP68, immergeable
- Economique, rigide et robuste
- Résistant à la plupart des produits chimiques et liquides
- Traitement antibactérien nano argent
- Nettoyage facile avec fonction Pause
- Pavé numérique séparé, touches de fonction F1 à F12
- Rétroéclairage en option
- Plots magnétiques en option
- Existe aussi en noir (non géré en stock)

Spécifications

Nombre de touches :	99
Version :	boîtier de table
Matériau :	silicone antimicrobien
Couleur :	blanc
Technologie :	touches mécaniques (scissor)
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP68
Souris IP68 associée :	NXN-MOU262-01 (Souris HygiMouse [®] Basic) NXN-MOU261-01 (Souris HygiMouse [®] Touch)

Interface :	USB
Longueur du cordon :	180 mm
Temp. de fonctionnement :	-30 °C à + 70 °C
Temp. de stockage :	- 40 °C à + 80 °C
Dimensions :	380 x 130 x 12 mm
Poids :	approx. 870 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an

Codification des articles

Code article	Désignation
306620 NXN-KBD260-01	Clavier HygiBoard[®] Basic Clavier silicone filaire 99 touches économique, IP68, fonction Pause, interface USB, version AZERTY français
306604 NXN-KBD260-02	Clavier HygiBoard[®] Magnetic Basic Clavier silicone filaire 99 touches économique, IP68, fonction Pause, interface USB, version AZERTY français, avec plots magnétiques

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.

Sous réserve de modifications et d'erreurs