


Série SterileFLAT[®] SF09-02

Clavier plat silicone filaire antibactérien avec touches mécaniques



Points forts

- Un nettoyage rapide et parfait
- Surface plate en silicone (aucune aspérité)
- Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique placé sous la membrane silicone tendue
- Filaire USB, le cordon est solidaire du clavier
- Connectique : USB-A standard
- Membrane sans latex ajustée sur mesure
- Connexion simple et plug and play
- Proposé en version AZERTY français
- Options plots magnétiques et plaque adhésives
- Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS

Spécifications

Nombre de touches :	105	Niveau de protection :	IP65
Version :	boîtier de table	Interface :	USB
Matériau :	dessus : membrane silicone dessous : plastique rigide	Longueur du cordon :	180 cm
Couleur :	blanc	Temp. de fonctionnement :	5 °C à + 40 °C
Technologie :	Touches mécaniques	Temp. de stockage :	0 °C à + 55 °C
Touche de verrouillage clavier :	Non implémenté	Dimensions :	400 mm x 130 mm x 22 mm
Fixation :	En option plots magnétiques	Poids :	Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg
Plaque adhésivée :	En option plaque métallique pour fixation sur tablettes en plastique	Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
		Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
306621 SF09-02-01	SterileFLAT[®] Clavier silicone plat filaire Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français.
306609 SF09-02-MG-01	SterileFLAT[®] Clavier silicone plat filaire Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français. Option plots magnétiques.
SF09-PLATE-01	SterileFLAT[®] SterileFLAT Magnetic Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical Sterileflat.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs