


Désignation

- Sodium carbonate puriss pa,acs, iso, ph. eur.  
reag. anhydrous =99,8%

Référence

- 31432-1KG-HON

Unité de vente : 1 KG



Description

- CAS Numbers (All) : 497-19-8
- Température d'auto-inflammation Non auto-inflammable
- Certification Réactif ACS, ISO, Ph. Eur.
- Couleur Blanc
- Densité 2,53 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)
- Point d'éclair Non applicable
- Forme Solide
- Qualité ACS
- Limite inférieure d'explosion Non applicable
- Point/plage de fusion 854 °C
- Coefficient de partage Aucune donnée disponible
- Pourcentage de pureté 99,80
- Détails de pureté >=99,80 %
- Solubilité dans l'eau 212 g/l (20 °C)
- Limite supérieure d'explosion Non applicable
- Pression de vapeur Aucune donnée disponible
- Viscosité Non applicable
- Valeur de pH 11,3 à 10 g/l (20 °C)
- Ligne de produits Puriss. p.a.
- Température de stockage : Ambiante

