

Désignation

- Sodium sulfate, puriss. p.a. acs, iso, ph. eur. reag. anhydrous =99,0%
- Référence : 31481-1KG-HON



Unité de vente : 1 kg

Description

- Numéros CAS : 7757-82-6
- Numéro CE : 231-820-9
- Formule linéaire : Na₂SO₄
- Numéro MDL : MFCD00003504
- Masse molaire : 142,04 g/mol
- Numéro RTECS : WE1650000
- Point/intervalle d'ébullition Aucune donnée disponible
- Certification Réactif ACS, ISO, Ph. Eur.
- Couleur Incolore
- Densité 2,68 g/cm³ (20 °C)
- Forme Solide
- Sels de qualité ACS
- Point/intervalle de fusion 884 °C
- Pourcentage de pureté 99,00
- Détails de pureté > = 99,00%
- Solubilité dans l'eau 185 g/l (20 °C)
- Gamme de produits Puriss. Pennsylvanie.
- Température de stockage ambiante

