

FICHE TECHNIQUE

Référence	3193180
Désignation	Portoir sac stomacher



Description :

- ✓ Stockage simple et efficace
- ✓ Pour simplifier la manipulation des échantillons
- ✓ Portoir pour 3 sacs stomacher 3500
- ✓ Facile à démonter
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Dimensions : 420 x 150 x 350 mm
- ✓ Poids : 5 kg

Unité de vente :

Portoir pour 3 sacs stomacher 3500
