

FICHE TECHNIQUE

Référence	3193181
Désignation	Support ouverture sac



Description :

- ✓ Portoir pour laisser ouvert le sac stomacher
- ✓ Pour simplifier la manipulation des échantillons
- ✓ Sans contact entre échantillon et le sac
- ✓ Portoir pour 1 sacs stomacher 400
- ✓ Facile à démonter
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Dimensions : 155 x 115 x 270 mm
- ✓ Poids : 0.5 kg

Unité de vente :

Support ouverture pour sac stomacher 400
