

FICHE TECHNIQUE

Référence	320013A
Désignation	Seau standard



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Couvercle coiffant étanche
- ✓ Seau de qualité alimentaire avec poignée ergonomique
- ✓ Facile à vider
- ✓ Un 'click' perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ 100 % étanche
- ✓ Avec anse en métal
- ✓ Diamètre externe haut : 224 mm
- ✓ Diamètre externe bas : 181 mm
- ✓ Hauteur : 190.5 mm
- ✓ Volume : 5 litres
- ✓ Couleur : blanc

Unité de vente :

1 Seau
