

# SEAUX

## Série grand volume



- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique - 100% étanche
- ▶ **Facile à vider**
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-1786	PP
Volume	32,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	376 mm
Dim. ext. Ø en bas	305 mm
Dim. ext. hauteur	420 mm
Poids	865 g
Anse	Poignées coquille

  

PB-1996	Couvercle (en option)
Poids	219 g

  

Info	avec ouverture flex
------	---------------------



**i** Ouverture Flex: plier le bord afin d'ouvrir le seau



## ★ CONSEIL

Marquage: sérigraphie ou marquage à chaud, plusieurs coloris

