

SEAUX

Série Superlift

food
safe

- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec poignée ergonomique - 100% étanche
- ▶ Facile à vider
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Couvercle inviolable
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ **Couleur standard: blanc (qualité alimentaire) - Seaux transparents disponibles sur demande**
- ▶ **Anse en métal disponible sur demande**
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-8032	PP
Volume	3,1 litres
Dim. ext. Ø en haut	199 mm
Dim. ext. Ø en bas	176 mm
Dim. ext. hauteur	134 mm
Poids	102 g
Anse	mat. synth.
Emballage	40 pcs/pile - 960 pcs/pal.
PB-4032	Couvercle (en option) ○
Poids	28 g
Emballage	2880 pcs/pal. (H= 0,92 m)



PB-8038	PP
Volume	3,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	199 mm
Dim. ext. Ø en bas	174 mm
Dim. ext. hauteur	159 mm
Poids	111 g
Anse	mat. synth.
Emballage	40 pcs/pile - 960 pcs/pal.
PB-4032	Couvercle (en option) ○
Poids	28 g
Emballage	2880 pcs/pal. (H= 0,92 m)



PB-8052	PP
Volume	5,5 litres
Dim. ext. Ø en haut	227 mm
Dim. ext. Ø en bas	197 mm
Dim. ext. hauteur	181 mm
Poids	149 g
Anse	mat. synth.
Emballage	38 pcs/pile - 684 pcs/pal.
PB-4052	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	38 g
Emballage	2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)



PB-8057	PP
Volume	5,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	227 mm
Dim. ext. Ø en bas	195 mm
Dim. ext. hauteur	193 mm
Poids	174 g
Anse	mat. synth.
Emballage	38 pcs/pile - 684 st/pal.
PB-4052	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	38 g
Emballage	2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)



PB-8106	PP
Volume	10,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	267 mm
Dim. ext. Ø en bas	229 mm
Dim. ext. hauteur	250 mm
Poids	271 g
Anse	mat. synth.
Emballage	36 pcs/pile - 486 pcs/pal.
PB-4086	Couvercle (en option) ○
Poids	60 g
Emballage	1512 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-8108	PP
Volume	11,2 litres
Dim. ext. Ø en haut	267 mm
Dim. ext. Ø en bas	231 mm
Dim. ext. hauteur	261 mm
Poids	320 g
Anse	mat. synth.
Emballage	30 pcs/pile - 390 pcs/pal.
PB-4086	Couvercle (en option) ○
Poids	60 g
Emballage	1512 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-8116-M	PP
Volume	11,3 litres
Dim. ext. Ø en haut	294 mm
Dim. ext. Ø en bas	254 mm
Dim. ext. hauteur	222 mm
Poids	320 g + 49 g
Anse	métal
Emballage	27 pcs/pile - 297 pcs/pal.
PB-4116	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	90 g
Emballage	990 pcs/pal. (H= 0,98 m)



PB-8126	PP
Volume	12,7 litres
Dim. ext. Ø en haut	294 mm
Dim. ext. Ø en bas	251 mm
Dim. ext. hauteur	255 mm
Poids	435 g
Anse	métal
Emballage	45 pcs/pile - 495 pcs/pal.
PB-4116	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	90 g
Emballage	990 pcs/pal. (H= 0,98 m)



PB-8156	PP
Volume	15,6 litres
Dim. ext. Ø en haut	294 mm
Dim. ext. Ø en bas	252 mm
Dim. ext. hauteur	314 mm
Poids	481 g
Anse	métal
Emballage	30 pcs/pile - 330 pcs/pal.
PB-4116	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	90 g
Emballage	990 pcs/pal. (H= 0,98 m)

