

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	320080
<b>Désignation</b>	Sac



### Description :

- ✓ Sac biohazard
- ✓ En polypropylène épais pour déchets nécessitant une stérilisation.
- ✓ Support en acier autoclavable (jusqu'à 121 °C) réf. 320084 pour modèles de sacs 320080, maintient le sac ouvert
- ✓ Idéal pour une utilisation sur paillasse
- ✓ Patch indicateur (noir une fois autoclavé)
- ✓ Dimensions : 203 x 305 mm
- ✓ Epaisseur : 40 um

### Unité de vente :

500 Sacs

---