

FICHE TECHNIQUE

Référence	320132
Désignation	Cryoboîte



Description :

- ✓ Boîte en polypropylène autoclavable
- ✓ Pour 81 tubes (5x5)
- ✓ Coloris : assortis
- ✓ Couvercle coiffant
- ✓ Capacité des boîtes indiquée sur le côté

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour tubes 1,5/2 ml ou cryotubes
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 47 mm

Unité de vente :

5 Cryoboîtes