

FICHE TECHNIQUE

Référence	320150
Désignation	Plateau carton 20 lames jaune



Description :

- ✓ Plateau pour lames standard 75 x 25 mm
- ✓ Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé Dispose d'une coupe au pouce pour un retrait facile de la lame
- ✓ Fond blanc à reliure de couleur jaune
- ✓ Matériau : Carton
- ✓ Dimensions L x p x h : 208 x 341 x 9 mm
- ✓ Capacité : 20 lames 75 x 25 mm

Unité de vente :

1 Plateau carton