

Désignation

- Sabot pesée 43x58x13mm blanc

Référence

- 320191



Unité de vente : 500

- 
- Sabot de pesée standard - 43 x 58 x 13 mm
  - Capacité : 14 ml
  - Coloris blanc
  - Marque : HEATHROW
  - En polystyrène flexible
  - Biologiquement inertes
  - Résistants aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  - Les fonds plats et les côtés inclinés assurent un transfert précis
  - Biologiquement inerte et résistant aux acides dilués et faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases.
  - Résistants à des températures de -10 °C à +70 °C
  - Fond plat 12 mm
  - Matériau : Polystyrène
  - FDA / qualité alimentaire