

FICHE TECHNIQUE

Référence	320530
Désignation	Lame de rasoir



Description :

- ✓ Lame de rasoir sécurisée
- ✓ Aussi fine qu'une lame de rasoir 0.22 mm
- ✓ Idéale pour une découpe propre des gels sans abîmer le support du transilluminateur
- ✓ Utilisable pour la découpe des tissus mous
- ✓ PET adapté au contact alimentaire
- ✓ Taille ajustable par simple découpe avec des ciseaux
- ✓ Dimensions : 25 x 50 x 0.2 mm

Unité de vente :

100 Lames
