

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	320541
<b>Désignation</b>	Mini Cooler



---

### Description :

- ✓ Mini Cooler True North
- ✓ Boîtiers réfrigérants avec gel isolant
- ✓ Maintien de la température ou refroidissement rapide d'échantillons
- ✓ En polycarbonate avec pieds antidérapants
- ✓ Graphique du maintien de température livré avec chaque version
- ✓ Couvercle avec grille de repérage
- ✓ Température : -20 °C
- ✓ Nombre de tubes : 3 x 4
- ✓ Type de tubes : microtubes de 0.5 (adaptateurs fournis) et 1.5-2 ml ou cryotubes
- ✓ Couvercle : transparent
- ✓ Dimensions : 145 x 105 x 100 mm
- ✓ Maintien de la température : -15 °C pendant 2.5h
- ✓ Coloris : bleu

### Unité de vente :

1 Mini Cooler

---