

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------|
| Référence | 320542 |
| Désignation | Mini Cooler |



Description :

- ✓ Mini Cooler True North
- ✓ Boîtiers réfrigérants avec gel isolant
- ✓ Maintien de la température ou refroidissement rapide d'échantillons
- ✓ En polycarbonate avec pieds antidérapants
- ✓ Graphique du maintien de température livré avec chaque version
- ✓ Couvercle avec grille de repérage
- ✓ Température : -20 °C
- ✓ Nombre de tubes : 4 x 8
- ✓ Type de tubes : microtubes de 0.5 (adaptateurs fournis) et 1.5-2 ml ou cryotubes
- ✓ Couvercle : transparent
- ✓ Dimensions : 245 x 105 x 100 mm
- ✓ Maintien de la température : -15 °C pendant 3.5h
- ✓ Coloris : bleu

Unité de vente :

1 Mini Cooler
