

FICHE TECHNIQUE

Référence	320602
Désignation	Nacelles de pesée



Description :

- ✓ Nacelles de pesée standard
- ✓ Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10 °C à 70 °C
- ✓ FDA / qualité alimentaire
- ✓ Forme carrée
- ✓ Dimensions : 140 x 140 x 22 mm
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Coloris : bleu

Unité de vente :

500 Nacelles
