

FICHE TECHNIQUE

Référence	320610
Désignation	Nacelles de pesée



Description :

- ✓ Nacelles de pesée standard
- ✓ Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10 °C à 70 °C
- ✓ FDA / qualité alimentaire
- ✓ Forme carrée peu profonde (Idéale pour pesée de produits solides)
- ✓ Dimensions : 90 x 90 x 7 mm
- ✓ Volume : 7 ml
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

500 Nacelles
