

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	320611
<b>Désignation</b>	Nacelles de pesée



### Description :

- ✓ Nacelles de pesée standard
- ✓ Polystyrène flexible
- ✓ Biologiquement inerte
- ✓ Résistant aux acides dilués et faibles, solution aqueuse, alcools et bases
- ✓ Résistant à des températures de -10 °C à 70 °C
- ✓ FDA / qualité alimentaire
- ✓ Forme losange
- ✓ Dimensions : 55 x 35 x 6 mm
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Coloris : blanc

### Unité de vente :

500 Nacelles

---