


FICHE TECHNIQUE

Référence	320654	
Désignation	Support mural pour pipettes	1

Description:

- ✓ Support mural universel en ABS
- ✓ Accepte tous les modèles de pipettes
- ✓ Un insert sur le segment supérieur peut être ajouté ou retiré pour s'adapter à différentes largeurs de pipettes



Certificats:

- ✓ Non autoclavable
- ✓ Peut être lavé avec du savon et de l'eau ou un désinfectant standard de laboratoire

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour 2 pipettes monocanales, 2 pipettes multicanaux ou 1 combinaison des 2
- ✓ Support en 2 segments de différentes couleurs pour une meilleure identification
- ✓ Livré avec segments inférieurs : 2 bleus, 2 verts, 2 transparents et supports segments : 2 bleus, 2 verts, 1 violet et 1 jaune
- ✓ Dimensions L x h : 17,5 x 4,5 cm

Unité de vente :

2 Supports