

## Glacières Ice Box Pro

- ▶ Glacières en construction solide en polyéthylène haute densité
- ▶ **Convient aux traiteurs, sandwicheries, livraisons à domicile, collectivités, cuisines décentralisées, laboratoires et hôpitaux, livraisons de produits pharmaceutiques, collectes et analyses de sang, manifestations et évènements, transport de glaçons et glace pilée, ...**
- ▶ Le polyuréthane expansé offre une isolation performante
- ▶ Matières synthétiques de qualité alimentaire (NE 1935/2004) - sans CFC (écologique)
- ▶ 2 poignées rabattables blanches sur les petits côtés (sauf PB-ICP-110: avec cordon)
- ▶ Couvercle solidaire - cuve intérieure lisse - Nettoyage facile
- ▶ Plage de température: de -20°C à +40°C (T° d'application et T° ambiante)
- ▶ Bouchon de vidange incorporé
- ▶ Finition: extérieur bleu marine / couvercle et intérieur blanc



35 L



50 L



60 L

PB-ICP-035	HDPE
<b>Conteneur isotherme 35 L</b>	
Dim. ext.	L 555 x l 333 x H 415 mm
Dim. int. en haut*	L 480 x l 270 x H 305 mm
Dim. int. en bas*	L 440 x l 240 x H 305 mm
Volume net	+/- 35 litres (50L brut)
Poids	5,2 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-050	HDPE
<b>Conteneur isotherme 50 L</b>	
Dim. ext.	L 650 x l 400 x H 430 mm
Dim. int. en haut*	L 565 x l 325 x H 320 mm
Dim. int. en bas*	L 525 x l 295 x H 320 mm
Volume net	+/- 50 litres (68L brut)
Poids	6,4 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-060	HDPE
<b>Conteneur isotherme 60 L</b>	
Dim. ext.	L 740 x l 395 x H 415 mm
Dim. int. en haut*	L 645 x l 325 x H 335 mm
Dim. int. en bas*	L 605 x l 305 x H 335 mm
Volume net	+/- 60 litres (70L brut)
Poids	7,4 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés



65 L



80 L



110 L

PB-ICP-065WH	HDPE
<b>Conteneur isotherme 65 L à 2 roues</b>	
Dim. ext.	L 750 x l 470 x H 470 mm
Dim. int. en haut*	L 650 x l 340 x H 330 mm
Dim. int. en bas*	L 610 x l 320 x H 330 mm
Volume net	+/- 65 litres (80L brut)
Poids	9,5 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés
Séparateur	1 (amovible)
Roues	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-080WH	HDPE
<b>Conteneur isotherme 80 L à 2 roues</b>	
Dim. ext.	L 830 x l 470 x H 520 mm
Dim. int. en haut*	L 730 x l 340 x H 380 mm
Dim. int. en bas*	L 690 x l 320 x H 380 mm
Volume net	+/- 80 litres (95L brut)
Poids	12,5 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés
Séparateur	1 (amovible)
Roues	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-110	HDPE
<b>Conteneur isotherme 110 L</b>	
Dim. ext.	L 860 x l 470 x H 500 mm
Dim. int. en haut*	L 780 x l 390 x H 395 mm
Dim. int. en bas*	L 740 x l 360 x H 395 mm
Volume net	+/- 110 litres (130L brut)
Poids	11,6 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés (avec corde)



## Ice Box Pro : votre glacière pour le transport sûr et hygiénique de produits sensibles au changement de température.

Les conteneurs isothermes Ice Box Pro sont de forme conique.

Les dimensions intérieures indiquées sont d'une part mesurées au niveau du couvercle (ouverture de remplissage) et d'autre part au niveau du fond intérieur. La forme conique du conteneur donne des dimensions au niveau du fond forcément inférieures à celles en haut du bac.

