

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Référence | 320905 |
| Désignation | Glacière isotherme |



Description :

- ✓ Glacière pour le transport sûr et hygiénique de produits sensibles au changement de température
- ✓ Construction solide en polyéthylène haute densité.
- ✓ Matières synthétiques de qualité alimentaire (NE 1935/2004)
- ✓ 2 poignées rabattables blanches sur les petits côtés
- ✓ Couvercle solidaire - cuve intérieure lisse
- ✓ Bouchon de vidange incorporé
- ✓ Plage de température : de -20°C à +40°C (t° d'application et t° ambiante)
- ✓ Finition : extérieur bleu marine / couvercle et intérieur blanc
- ✓ 2 roues, 1 poignée large, 1 séparateur amovible

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (Lxlxh) : 750 x 470 x 470 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 650 x 340 x 330 mm
- ✓ Volume : 65 L net (80 L brut)
- ✓ Poids : 9,19 kg

Unité de vente :

1 Glacière isotherme