

FICHE TECHNIQUE

Référence	320906
Désignation	Glacière



Description :

- ✓ Glacière Ice Box Pro
- ✓ En HDPE
- ✓ Isolation en polyuréthane expansé
- ✓ 2 poignées rabattables sur les côtés
- ✓ 1 séparateur amovible
- ✓ Avec roues
- ✓ Température de -20 °C à 40 °C
- ✓ Bouchon de vidange
- ✓ Volume : 80 L
- ✓ Dimensions extérieure : 830 x 470 x 520 mm
- ✓ Dimensions intérieure en haut : 730 x 340 x 380 mm
- ✓ Dimensions intérieure en bas : 690 x 320 x 380 mm
- ✓ Poids : 12.5 kg

Unité de vente :

1 Glacière
