


Désignation

- Hexane, puriss. p.a., acs reagent, reag. ph. eur. =99% (gc)

Référence

- 32293-1L-HON



Unité de vente : 1 L

-
- Marque : Riedel-de Haën
 - Numéro de registre Beilstein
 - 1730733
 - Numéros CAS : 110-54-3
 - Numéro CE : 203-777-6
 - Formule linéaire : CH₃(CH₂)₄CH₃
 - Numéro MDL : MFCD00009520
 - Masse molaire : 86,18 g/mole
 - Synonymes : n-Hexane
 - Point/plage d'ébullition 66 - 69 °C (1,013 hPa)
 - Certification Réactif ACS, Reag. Ph.Eur.
 - Couleur Incolore
 - Densité 0,660-0,668 g/cm³ (20 °C)
 - Point d'éclair 7,4 %(V)
 - Forme liquide
 - Catégorie ACS
 - Matières incompatibles : Agents oxydants forts
 - Limite inférieure d'explosivité 1,2 % (V)
 - Point/intervalle de fusion -95 °C
 - Température de stockage : ambiante

