

## Désignation

- Générateur D'électrophorèse EV2650 600V

## Référence

- 324084

Unité de vente : 1



## Description

- Affichage LCD avec assistance utilisateur en cas d'erreur
- Redémarrage automatique en cas de panne de courant
- 9 différents programmes avec jusqu'à 9 étapes chacun
- Horloge en temps réel avec enregistrement des paramètres de fonctionnement et récupération via interface USB
- 500 mA
- Affichage Graphique
- Comprend Prise EU
- Dimensions d'ouverture : 4 mm
- Poids : 6 kg
- Tension 600 V
- Minuteur Jusqu'à 99 heures et 59 min.
- Plage d'humidité 0 à 95 % sans condensation
- Nbre de prises Jack : 4
- Température en fonctionnement 0°C à 40°C
- Dimensions : 24 x 20 x 13 cm (l x P x H)
- Alimentation électrique 100-125/210-250 VCA 50/60 Hz 200 W
- Puissance 150 w

