

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	324088
<b>Désignation</b>	Générateur d'électrophorèse ev3150 1200v



### Description :

- ✓ Affichage LCD avec assistance utilisateur en cas d'erreur
- ✓ Redémarrage automatique en cas de panne de courant
- ✓ 9 différents programmes avec jusqu'à 9 étapes chacun
- ✓ Horloge en temps réel avec enregistrement des paramètres de fonctionnement et récupération via interface USB

### Unité de vente :

1 Générateur d'électrophorèse ev3150 1200v