

FICHE TECHNIQUE

Référence	324089
Désignation	Générateur d'électrophorèse



Description :

- ✓ Générateurs d'électrophorèse EV3330
- ✓ Affichage LCD avec assistance utilisateur en cas d'erreur
- ✓ Redémarrage automatique en cas de panne de courant
- ✓ 9 différents programmes avec jusqu'à 9 étapes chacun
- ✓ Horloge en temps réel avec enregistrement des paramètres de fonctionnement et récupération via interface USB
- ✓ Voltage max. : 3000 V
- ✓ Courant max. : 300 mA
- ✓ Puissance max : 300 W
- ✓ Nombre de sorties : 4
- ✓ Minuteur : 0 à 99h59 min
- ✓ Applications :
 - Séquençage d'ADN
 - Flat bed isoelectric focusing
 - Gel horizontal
 - Gel vertical

Unité de vente :

1 Générateur