

FICHE TECHNIQUE

Référence	324114
Désignation	Module ph/mv/ion/oxygène



Description :

- ✓ Module pour système D230 : 4 voies PH/MV/ION/O2 + 4 canaux Température
- ✓ pH : 0-14 pH
- ✓ mV : ± 2000 mV
- ✓ Ions : 0-100 g/l
- ✓ Oxygène dissous : 0-60 mg/l
- ✓ Température : -5- + 105°C
- ✓ Garantie : 36 mois
- ✓ Fabriqué en Belgique

Unité de vente :

1 Module ph/mv/ion/oxygène
