


Désignation

- Plaque de culture SPL - 24 puits - fond plat traitée - stérile

Référence

- 330029



Unité de vente : 1000

Description

- En polystyrène transparent de haute qualité
- Marquage alphanumérique
- Avec couvercle transparent
- USP class VI
- Sans pyrogène
- DNase RNase free
- Sans ADN humain
- Sans cytotoxines
- Stérile
- Volume : 1 ml
- Matériau : Polystyrène
- Dimensions : Surface : 1,9 cm²
- Dimensions externes : 85,4 x 127,6 x 20,2 mm
- Dimensions
- Puits : 15,5 x 17,5 mm
- Puits fond plat
- Nombre puits : 24
- Traité : oui

