


FICHE TECHNIQUE

Référence	330124
Désignation	Tube de culture



Description :

- ✓ Tubes en PS / Bouchons en LDPE
- ✓ Tubes à fond rond SPL
- ✓ Graduations internes
- ✓ Bouchon snap double position
- ✓ Vitesse de centrifugation max. 1400 x g
- ✓ Stérilisés par irradiation
- ✓ Exempt de DNase, RNase et ADN humain
- ✓ Non pyrogènes
- ✓ Sans cytotoxines
- ✓ Volume 5 ml
- ✓ Dimensions externe (Ø x h) 12 x 75 mm

Unité de vente :

500 Tubes de culture