

Désignation

- Tube culture 5ml ps bouch doubl position sterile

Référence

- 330332

Unité de vente : 500



Description

- Tube à essai
- SPL Life Sciences propose une large gamme de tubes à essai pour répondre à diverses demandes. Les tubes sont différenciés par volume, matériau ou méthode de stérilisation.
- Volumes : 5 ml
- Matériau (Tube/Bouchon) : PS / LDPE
- Dimension extérieure d x h : 12.00 x 75.00 mm
- Cote RCF : 1400 x g
- Graduations internes
- Capuchon à pression à double position pour une manipulation facile
- Stérilisé par irradiation
- Emballé individuellement
- Non pyrogène - Non – cytotoxique – Sans DNase / RNase – Sans ADN humain

