

Désignation

- Tube culture 14ml ps bouch doubl position sterile

Référence

- 330333

Unité de vente : 500



Description

- Tube à essai
- SPL Life Sciences propose une large gamme de tubes à essai pour répondre à diverses demandes. Les tubes sont différenciés par volume, matériau ou méthode de stérilisation.
- Volumes : 14 ml
- Matériau (Tube/Bouchon) : PS / LDPE
- Dimension extérieure d x h : 17 x 95.40 mm
- Cote RCF : 1400 x g
- Graduations internes
- Capuchon à pression à double position pour une manipulation facile
- Stérilisé par irradiation
- Emballé individuellement
- Non pyrogène - Non - cytotoxique - Sans DNase / RNase - Sans ADN humain

