


## FICHE TECHNIQUE

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 33209-1L-GL-HON                                                                   |
| <b>Désignation</b> | Acetic acid, puriss.<br>p.a., acs reagent,<br>reag. iso, reag. ph.<br>eur. =99,8% |



### Description :

- ✓ Acetic acid, puriss. p.a., acs reagent, reag. iso, reag. ph. eur. =99,8%
- ✓ Masse moléculaire : 60.05 g/mol
- ✓ CAS Numbers (All) 64-19-7
- ✓ Forme liquide
- ✓ Stockage température ambiante

### Unité de vente :

1 L Acetic acid, puriss. p.a., acs reagent