

FICHE TECHNIQUE

Référence	333048
Désignation	Bandelette PH merck neutralit 4-7



Description :

- ✓ Les indicateurs des bandelettes de test de pH sont liés chimiquement au support en cellulose, de sorte qu'ils ne déteignent pas et ne contaminent pas les échantillons. Ils garantissent des mesures très précises, même dans des solutions faiblement tamponnées.
- ✓ Les bandelettes de test de pH transparentes innovantes permettent des lectures précises du pH. Essayez simplement le dos de la bande et évaluez la couleur à travers le film transparent.
- ✓ PH 4 à 7 (pH pH 4.0 - 4.4 - 4.7 - 5.0 - 5.3 - 5.5 - 5.8 - 6.1 - 6.5 - 7.0 MQuant®)
- ✓ Boite plastique

Unité de vente :

100 Bandelettes