

Désignation

- Bandelette papier ph plage 2-9

Référence

- 333062

Unité de vente : 100



Description

- Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
- Ces bandelettes tests contiennent des colorants indicateurs spéciaux liés par liaison covalente aux papiers réactifs, puis collés à des bandelettes de plastique.
- Ne déteignent pas : pas de contamination de la solution à mesurer
- Assurance qualité : tests vérifiés et étalonnés sur des solutions tampon certifiées
- Plages de pH disponibles étroites ou larges
- Plage de Ph : 2.0-9.0
- Méthode de détection : colorimetric
- Température de stockage : 2-30°C

