



FICHE TECHNIQUE

Code article	: MAT1990-FR
Nom de l'article	: Rouleau absorbant PIG MAT universel
Liquides absorbés	: Huile, Eau, Liquides de refroidissement et Solvants
Contenu / Colis	: 1 rouleau
Couleur	: Gris
Dimensions	: 38 cm x 15 m
Composition du produit	: 100% polypropylène
Capacité d'Absorption	: 12,5 L
Poids	: 1,2 Kg

Description

- Les couches de polypropylène à 100 % sont thermofixées pour faire du tapis PIG le plus résistant de sa catégorie ; elles ne se déchirent pas, ne se trouent pas et ne s'effilochent pas, même lorsqu'elles sont saturées
- Concept exclusif à pointillés qui accélère l'absorption du liquide à travers tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et facile
- Hautement absorbantes, les fibres fines ne laissent pas de traces de liquides ni de résidus de fibres
- La simple épaisseur est idéale pour de petites taches et nettoyages
- Perforé tous les 25 cm, pour que vous utilisiez seulement ce dont vous avez besoin.

Contenu recyclé : 25 % ou plus de matériaux recyclés