

## FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: PAK371
<b>Nom de l'article</b>	: Bac de rétention PIG <sup>®</sup>
<b>Contenu / Colis</b>	: 1 bac/carton
<b>Couleur</b>	: Blanc
<b>Dimensions</b>	: 42 cm x 30 cm x 10 cm (extérieur)
<b>Capacité</b>	: 5,6 l
<b>Composition du produit</b>	: Composition bac : polyéthylène linéaire de basse densité, protection rayons UV Composition grille : Polyéthylène injecté/moulé
<b>Poids</b>	: 2,3 Kg

### Description

- Capacité de rétention 5,7l
- Construction 100% polyéthylène/ légère en poids et résistant aux produits chimiques
- La grille amovible, accès facile du bac de rétention
- Parois transparentes /inspection visuelle du niveau de liquide dans bac
- Point de vidange/ permet vidange sûr et facile

**Avertissements et restrictions :** REMARQUE : ne convient pas aux produits inflammables. Communiquez avec votre distributeur pour vérifier la compatibilité chimique.

DOMINIQUE DUTSCHER