

FICHE TECHNIQUE

Code article	: PAK372
Nom de l'article	: Bac de rétention PIG®
Contenu / Colis	: 1 bac/carton
Couleur	: Blanc
Dimensions	: 52 cm x 42 cm x 10 cm (extérieur)
Capacité	: 11.3 l
Composition du produit	: Composition bac : polyéthylène linéaire de basse densité, protection rayons UV Composition grille : Polyéthylène injecté/moulé
Poids	: 3,6 Kg

Description

- Capacité de rétention 11,4l
- Construction 100% polyéthylène/ légère en poids et résistant aux produits chimiques
- La grille amovible, accès facile du bac de rétention
- Parois transparentes /inspection visuelle du niveau de liquide dans bac
- Point de vidange/ permet vidange sûr et facile

Avertissements et restrictions : REMARQUE : ne convient pas aux produits inflammables. Communiquez avec votre distributeur pour vérifier la compatibilité chimique.

DOMINIQUE DUTSCHER