



FICHE TECHNIQUE

Code article	: KITE351
Nom de l'article	: Sac anti-déversement PIG® - HAZ-MAT
Liquides absorbés	: les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
Contenu / Colis	: 2x Sacs de mise en rebut temporaire 2x Attaches 20x feuilles haz mat heavy weight 1x boudin haz mat
Number Per Pallet	: 36
Couleur	: Rose
Dimensions	: 6 cm x 29 cm x 40 cm
Capacité	: 10,4 l/Kit
Composition du produit	: Sac : Nylon Feuilles : Polypropylène Boudin : Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 10,4 l/Kit
Poids	: 1,5 Kg

Description

- Kit mobile donc intervention rapide en cas de fuites
- L'outil idéal dans des camions ou autres endroits étroits ou la place de stockage est limité
- La fermeture facile à la corde facilite le transport ou l'accrochage au mur
- Sélection d'absorbants qui permet d'arrêter et absorber des fuites agressifs jusqu'au 10.4 litres
- Couleur sécurité jaune donc haute visibilité