



# FICHE TECHNIQUE

<b>Code article</b>	: 64CRSC
<b>Nom de l'article</b>	: Seau d'intervention - HAZ-MAT PIG®
<b>Liquides absorbés</b>	: les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
<b>Contenu / Colis</b>	: 4x Tapis absorbants PIG® Haz-Mat, 2x Boudins absorbants PIG® HAZ-MAT, 6x étiquettes inviolables (LBL100)
<b>Number Per Pallet</b>	: 36
<b>Couleur</b>	: Rose
<b>Capacité</b>	: 17 l / Kit
<b>Composition du produit</b>	: Sceau : Polyéthylène Boudins : Polypropylène garni de microfibres de polypropylène
<b>Capacité d'Absorption</b>	: 17 l/Kit
<b>Poids</b>	: 4,4 Kg

## Description

- Contient les absorbants PIG® Haz-Mat pour liquides acides, caustiques et de nature inconnue, pouvant absorber jusqu'à 17 litres.
- Lot avec seau uniquement
- Le seau d'une contenance de 24,6 litres contient, d'origine, des absorbants permettant de nettoyer les déversements de liquides acides, caustiques et de nature inconnue
- Le couvercle à fermeture facile protège le contenu
- Dimensions du seau : 45 cm H x 36 cm dia (au couvercle) x 26,5 cm dia (à la base)
- Étiquette en caractères gras pour une identification rapide

**Avertissements et restrictions** : Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT sont compatibles avec et absorbent la plupart des liquides acides et basiques. En raison de variables et de conditions indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut garantir que ce produit répondra à toutes vos attentes. Afin de vous assurer de l'efficacité du produit et de garantir votre sécurité, nous vous recommandons, avant tout achat, de tester la compatibilité de vos produits chimiques avec les produits New Pig® HAZ-MAT ainsi que leur capacité d'absorption.