



FICHE TECHNIQUE

Code article	: KITE320
Nom de l'article	: Sac d'intervention PIG® - HAZ-MAT
Liquides absorbés	: les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
Contenu / Colis	: 5x Sacs de mise au rebut temporaires + attaches 28x Feuilles PIG® HAZ-MAT – Heavy-Weight 4x Boudin absorbant HAZ-MAT PIG®
Number Per Pallet	: 50
Couleur	: Rose
Dimensions	: 55 cm x 45 cm x 19 cm
Capacité	: 34,7 l /Kit
Composition du produit	: Sac : Nylon laminé au vinyle Feuilles : polypropylène Boudins : polypropylène
Capacité d'Absorption	: 34,7 l/Kit
Poids	: 4,1 Kg
Description	<ul style="list-style-type: none">● Sac imperméable très résistant● Sangles de transport permettant également de le suspendre à un mur● Jaune de sécurité = haute visibilité● Rabats s'ouvrent et se referment facilement● Sacs de mise au rebut temporaire et attaches disponibles pour tous les Kits anti-souillure
Avertissements et restrictions	: Testes indépendantes indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT résistent à la plupart des acides et bases. Lié aux circonstances et variables spécifiques sur site hors notre control New Pig ne peut pas garantir que ces produits absorbent à votre satisfaction. Echantillons et fiches de compatibilité chimique sont disponible chez New Pig