



FICHE TECHNIQUE

Code article	: KIT302
Nom de l'article	: Kit anti-déversement PIG® ensurfût de 360 l – HAZ-MAT
Liquides absorbés	: les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
Contenu / Colis	: 1 x suremballage Ø 80 cm x 105
Number Per Pallet	: 1
Couleur	: Rose
Capacité	: 237 l / lot
Composition du produit	: Conteneur : MDPE (Polyéthylène Moyenne Densité) Tapis : Polypropylène Digues : Polypropylène Boudins : Polypropylène Coussins : Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 237 l/Kit
Poids	: 53,9 Kg

Description

- Le suremballage d'une contenance de 360 litres contient les absorbants permettant de contenir et de nettoyer les déversements de liquides acides, caustiques et de nature inconnue
- Le plateau supérieur s'enlève aisément, afin de faciliter l'accès aux tapis et aux coussins situés en-dessous
- Suremballage classé UN1H2/X295/S pour les groupes d'emballage I, II et III
- Étiquette en caractères gras pour une identification rapide

Avertissements et restrictions : Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT sont compatibles avec et absorbent la plupart des liquides acides et basiques. En raison de variables et de conditions indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut garantir que ce produit répondra à toutes vos attentes. Afin de vous assurer de l'efficacité du produit et de garantir votre sécurité, nous vous recommandons, avant tout achat, de tester la compatibilité de vos produits chimiques avec les produits New Pig® HAZ-MAT ainsi que leur capacité d'absorption