



FICHE TECHNIQUE

Code article	: KITR311
Nom de l'article	: Kit anti-déversement PIG® en conteneur de 76 l – Recharge uniquement
Liquides absorbés	: les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
Contenu / Colis	: 5x Sacs de mise en rebut temporaire avec attaches 6x Feuilles PIG® HAZ-MAT Mat – Heavy-Weight
Number Per Pallet	: 30
Couleur	: Rose
Capacité	: 40.9 l /carton
Composition du produit	: Feuilles : Polypropylène Boudins : Polypropylène Coussins : Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 40,9 l/Kit
Poids	: 6,9 Kg

Description

- Le Kit récipient anti-souillure PIG® de 76 L Recharge remplie d'absorbants conçu pour absorber la plupart de liquides chimique
- Absorbe les acides, les bases, les huiles, les solvants et l'eau
- Absorbe jusqu'à 40.9 L

Avertissements et restrictions : Attention : testes indépendantes indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT résistent à la plupart des acides et bases. Lié aux circonstances et variables spécifiques sur site hors notre control New Pig ne peut pas garantir que ces produits absorbent à votre satisfaction. Echantillons et fiches de compatibilité chimique sont disponible chez New Pig